

RAYSCAN 

RAYSCAN α - Expert

Instrukcja obsługi

RUG-300-PL
Rev. 5.1

W celu uzyskania maksymalnych korzyści z urządzenia, należy uważnie zapoznać się z podręcznikiem użytkownika. Zawiera on informacje na temat sposobu korzystania z urządzenia i wielu jego funkcji.

Ważne jest, aby zapoznać się z tymi funkcjami, w celu przeprowadzenia łatwego i szybkiego wykonania potrzebnego zdjęcia, z optymalnym komfortem pacjenta.

W celu zapewnienia długoterminowej trwałości urządzenia ważne jest również staranne zapoznanie się z instrukcją użytkownika.

Podręcznik użytkownika dostarczony z urządzeniem może zostać zmodyfikowany bez uprzedzenia w przypadku aktualizacji urządzenia lub zmiany specyfikacji.

Faktem jest, że jeśli użytkownik od początku będzie dbał o swoje nowe urządzenie, uzyska maksymalne korzyści wynikające z użytkowania – ponadto zredukuje koszt związany z utrzymaniem oraz naprawami.

W przypadku pytań lub komentarzy proszę o kontakt z naszą firmą.

Copyright Ray Co., Ltd.

Numer publikacji: RUG-300-PL Rev. 5.1 (poprawiona 30 września 2021)

Niniejsza instrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

W przypadku dalszych pytań należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub obsługą klienta producenta.



Ray Co., Ltd.

332-7, Samsung 1-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18380, Korea

Phone: +82-31-605-1000 Fax: +82-2-6280-5534 www.raymedical.com



Emergo Europe

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands



ZAWARTOŚĆ

1	WSTĘP DO INSTRUKCJI OBSŁUGI	8
1.1	Przedstawienie systemu.....	8
1.1.1	Przeznaczenie	8
1.1.2	Podstawowe informacje dotyczące serii RAYSCAN α	8
1.2	Symbole referencyjne	9
1.2.1	Symbole.....	9
1.2.2	Wymogi dla użytkownika	9
2	ZARZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWEM.....	12
2.1	Zgodność elektromagnetyczna.....	12
2.2	Ochrona radiologiczna.....	17
2.3	Konserwacja, czyszczenie i umieszczenie	18
3	ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	22
3.1	Główne postanowienia	22
3.2	Urządzenia powiązane ze środkami ostrożności.	24
4	OPIS URZĄDZENIA.....	28
4.1	Zastosowania urządzenia.....	28
4.2	Ustawienie urządzenia.	28
5	OSPRZĘT URZĄDZENIA.....	32
5.1	Włączanie/Wyłączanie.....	32
5.1.1	Włączanie urządzenia	32
5.1.2	Wyłączanie urządzenia	33
5.2	Wyłączanie awaryjne	33
6	OPROGRAMOWANIE.....	36
6.1	RAYSCAN – układ	36
6.2	MWL (Modality Worklist).....	38
6.2.1	MWL	38
6.2.2	Akwizycja	39
6.2.3	Tworzenie listy pacjentów.....	48
6.2.4	MWL Modyfikacja	49
6.2.5	Usuwanie MWL	50
6.2.6	MWL usuwanie wszystkiego.....	50
6.3	Przeglądanie.....	51
6.3.1	Lista przeglądania	51
6.3.2	Praca	52

6.3.3	Eksport	53
6.3.4	Drukuj	54
6.3.5	Akceptacja	56
6.3.6	Wysyłanie	58
6.4	Zarządzanie danymi pacjenta	59
6.4.1	Lista pacjentów	59
6.4.2	Rejestracja nowego pacjenta	60
6.4.3	Modyfikowanie danych pacjenta	61
6.4.4	Rejestrowanie zdjęcia pacjenta	62
6.4.5	Usuwanie pacjenta	63
6.5	Ekran dotykowy	65
6.5.1	Ekran powitalny	65
6.5.2	Operacje systemowe	66
6.5.3	Akwizycja	67
6.6	Skanowanie	77
6.6.1	Środki ostrożności przed skanowaniem	77
6.6.2	Metody skanowania	77
7	AKCESORIA	82
7.1	Lista akcesorii	82
7.2	Procedury operacyjne pilota	83
7.2.1	Jak włożyć baterie do pilota	85
7.3	Montaż wsporników	86
7.4	Połączenie gryzaka i podstawki do podbródka	86
7.5	Montaż podstawki do pilota	87
7.6	Montaż uchwytu do przycisku do ekspozycji	88
8	SPECYFIKACJA SYSTEMOWA	90
8.1	Techniczna specyfikacja	90
8.1.1	Lampa rentgenowska	93
8.2	Informacje o dawce	96
8.2.1	Populacja pacjentów	96
8.2.2	Podpopulacja pediatryczna	96
8.2.3	Wykonywanie procedur	97
8.3	Promieniowanie zakłócające	98
8.4	Wydajność obrazowania	99
8.4.1	Panorama	99
8.4.2	Cefalo (One Shot L Type)	100
8.4.3	Cefalo (One Shot S Type)	101
8.4.4	Cefalo (Scan Type)	102

9	KONTROLA JAKOŚCI	104
9.1	Kontrola jakości w panoramie i cefalo	104
9.1.1	Uprawnienia i monitoring częstotliwości.....	104
9.1.2	Testy kontroli jakości i limity akceptacji	104
9.1.3	Testy kontroli jakości	105
9.2	Materiały szkoleniowe zapewniania jakości	107
9.3	Procedura obowiązująca w przypadku, niepowodzenia w testowaniu, któregoś z parametrów	107
9.4	Narzędzie kontroli jakości.....	107
	DODATEK A. POWIĄZANE NORMY	108
	DODATEK B. SŁOWNIK SKRÓTÓW	109

Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

Wstęp do instrukcji obsługi

1

1 Wstęp do instrukcji obsługi

1.1 Przedstawienie systemu


RAYSCAN α -Expert (RAYSCAN α -P, SC, OCL, OCS) zawiera pantomograf do skanowania zębów, szczęki i struktur jamy ustnej. Obracając ramię C, w którym znajduje się generator wysokiego napięcia i zintegrowana lampa rentgenowska na jednym końcu i detektor na drugim końcu, uzyskuje się panoramiczne obrazy struktur jamy ustnej i szczękowo-twarzowej poprzez połączenie danych skanowanych pod różnymi kątami. Funkcje obejmują skanowanie obrazów panoramicznych w celu uzyskania obrazów całych zębów oraz opcję skanowania cefalometrycznego w celu uzyskania obrazów cefalometrycznych.

1.1.1 Przeznaczenie

RAYSCAN α panoramiczne obrazowanie rentgenowskie z Cefalostatem jest urządzeniem z zewnątrzustnym systemem prześwietleń, przeznaczonym do stomatologicznego badania radiologicznego zębów, szczęki oraz struktur jamy ustnej, oraz obrazowania panoramicznego, implantologii oraz badań stawu skroniowo-żuchwowego. Obrazy uzyskuje się przy użyciu standardowej techniki wąskiej wiązki stożkowej.

1.1.2 Podstawowe informacje dotyczące serii RAYSCAN α



- Rodzaj ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: Klasa I.
- Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym: Typ B część aplikacyjna.
- Stopień ochrony przed wnikaniem wody: IPX0.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku z łatwopalnymi substancjami znieczulającymi zawierającymi powietrze, tlen lub tlenek azotu.
- Laser klasa 1: IEC 60825-1



1.2 Symbole referencyjne

1.2.1 Symbole

Następujące symbole są przestrożą dla bezpiecznej eksploatacji RAYSCAN α.

Symbol	Name	Description
 Warning	Ostrzeżenie	Nieprzestrzeganie treści opisanych w niniejszym dokumencie może prowadzić do wypadków lub poważnych urazów.
 Caution	Uwaga	Nieprzestrzeganie treści opisanych w niniejszym dokumencie może spowodować uszkodzenia na zdrowiu lub utratę mienia.
Notatka	Notatka	Dodatkowe informacje dla użytkowników.

1.2.2 Wymogi dla użytkownika

Badania przy pomocy opisywanego urządzenia powinny wykonywać wyłącznie dentyści oraz osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w używaniu takiego sprzętu np. radiolodzy. Użytkownik musi zapoznać się z metodami postępowania i zasadami bezpieczeństwa zamieszczonymi w instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Niedostateczna wiedza na temat metod postępowania i zasad bezpieczeństwa może skutkować uszkodzeniem na zdrowiu pacjenta lub użytkownika.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne uszkodzenia urządzenia oraz wypadki spowodowane przez użytkownika. Użytkownik powinien całkowicie rozumieć procedury i zasady opisane w tym dokumencie. Ten dokument nie jest w stanie opisać wszystkich wersji produktu ze względu na różnice w specyfikacji urządzeń.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń medycznych w normie IEC / EN 60601-1-2. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w typowej instalacji medycznej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji.

To urządzenie może generować, wykorzystywać i emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia innych urządzeń w pobliżu.

Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w innych urządzeniach, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zwiększ odległość między tym systemem a innymi urządzeniami.
- Podłączyć system do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego są podłączone inne urządzenia.
- Skonsultuj się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem w celu uzyskania pomocy.

Zarządzanie bezpieczeństwem

2

2 Zarządzenie bezpieczeństwem

Ten rozdział poświęcony jest zasadom bezpieczeństwa, z którymi użytkownik powinien się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zawartość tego rozdziału ma za zadanie zabezpieczyć użytkownika przed stratami materialnymi. Jeśli wymagane jest dodatkowe szkolenie należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.

2.1 Zgodność elektromagnetyczna



Warning

- Korzystanie z telefonów komórkowych i innych podobnych urządzeń bezprzewodowych w sąsiedztwie tego systemu jest zabronione. Korzystanie z urządzeń niezgodnych z normami EMC w bliskiej odległości może doprowadzić do niezamierzonych konsekwencji ze względu na zakłócenia elektromagnetyczne.
- Jeśli system jest przeznaczony do stosowania u pacjentów mających "wszczepiony rozrusznik serca" lub "wszczepiony defibrylator", użytkownik jest zobowiązany do informowania pacjentów, że narażenie na promieniowanie rentgenowskie może spowodować wadliwe działanie tych urządzeń. Podczas korzystania z urządzenia, należy unikać bezpośredniej ekspozycji promieniowania rentgenowskiego na "wszczepiony rozrusznik serca" lub "wszczepiony defibrylator" i emitować promieniowanie rentgenowskie w możliwie najkrótszym czasie.
- Chronić urządzenie przed zewnętrznymi falami elektromagnetycznymi.

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w zabezpieczonym pomieszczeniu zapewniającym tłumienie ponad 20dB. Zwiększony limit (powyżej 20dB) został wzięty pod uwagę podczas badań emisji promieniowania producenta.

Wskazówki i deklaracja producenta - odporność na zakłócenia elektromagnetyczne		
RAYSCAN α jest przeznaczony do do użytku w określonych warunkach pola elektromagnetycznego opisanych poniżej. Klienci którzy używają RAYSCAN α powinni upewnić się że urządzenie jest używane w takich warunkach.		
Test emisyjności	Zgodność	Środowisko elektromagnetyczne- wytyczne
Emisja częstotliwości radiowej CISPR 11	Grupa 1	RAYSCAN α wykorzystuje częstotliwości radiowe tylko do funkcji wewnętrznych. W związku z tym, częstotliwości radiowe są bardzo niskie i nie wpływają na pracę pobliskich urządzeń elektronicznych.
Emisja radiowa CISPR 11	Klasa A	RAYSCAN α nadaje się do stosowania w każdych warunkach, innych niż domowe , ale może być używany w zakładach domowych i tych które są bezpośrednio podłączone do publicznej sieci zasilającej nieskiego napięcia, która zasila budynki używane w celach domowych, pod warunkiem, że jest brane pod uwagę następujące ostrzeżenie: OSTRZEŻENIE: To urządzenie/system jest przeznaczone do użytku wyłącznie przez pracowników służby zdrowia. To urządzenie/system może powodować zakłócenia radiowe lub może zakłócać działanie pobliskich urządzeń. Możliwe, że będzie konieczne podjęcie dodatkowych działań, takich jak zmiana orientacji lub lokalizacji RAYSCAN α lub osłona lokalizacji
Emisja harmoniczna IEC 61000-3-2	Klasa A	
Wahania napięcia/ Błyski emisyjne IEC 61000-3-3	Zgodność	

Wskazówki i deklaracja producenta - odporność na zakłócenia elektromagnetyczne			
RAYSCAN α jest przeznaczone do użytku w określonych warunkach pola elektromagnetycznego opisanych poniżej. Klienci którzy używają RAYSCAN α powinni upewnić się że urządzenie jest używane w takich warunkach.			
Badanie odporności.	IEC 60601 Test Level	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 15 kV powietrze	± 8 kV styk ± 15 kV powietrze	Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub płytki ceramiczne. Jeżeli podłogi są pokryte materiałem syntetycznym wilgotność względna powinna być co najmniej 30%.
Elektryczne wahania/skoki IEC 61000-4-4	± 2 kV dla linii dostaw energii ± 1 kV dla linii wejściowych/wyjściowych	± 2 kV ± 1 kV	Parametry zasilania powinny być typowe dla otoczenia handlowego lub szpitalnego.
Zasilanie IEC 61000-4-5	± 1 kV line(s) dla lini zasilania ± 2 kV line(s) uziemienie	± 1 kV ± 2 kV	Parametry zasilania powinny być typowe dla otoczenia handlowego lub szpitalnego.
Spadki napięcia, krótkie przerwy i wahania napięcia zasilanie linie wejściowe IEC 61000-4-11	$< 5\%$ UT ($> 95\%$ spadku UT) dla 0,5 cyklu 40% UT (60% spadku UT) dla 5 cyklu 70% UT (30% spadku UT) dla 25 cyklu $< 5\%$ UT ($> 95\%$ spadku UT) dla 5 sek	Funkcja przzerwania Funkcja przzerwania Funkcja przzerwania Funkcja przzerwania	Parametry zasilania powinny być typowe dla otoczenia handlowego lub szpitalnego. Jeżeli zasilanie ma silne spadki napięć poza normami może być potrzebne zasilanie urządzenia RAYSCAN α za pomocą zasilacza awaryjnego lub baterii.
Częstotliwość zasilania (50/60 Hz) Pole magnetyczne IEC 61000-4-8	30A/m	30A/m	Parametry zasilania powinny być typowe dla otoczenia handlowego lub szpitalnego.



Wskazówki i deklaracja producenta - odporność na zakłócenia elektromagnetyczne			
<p>RAYSCAN α jest przeznaczone do użytku w określonych warunkach pola elektromagnetycznego opisanych poniżej. Klienci którzy używają RAYSCAN α powinni upewnić się że urządzenie jest używane w takich warunkach.</p>			
<p>Prowadzone RF IEC 61000-4-6</p>	<p>3 Vrms 150 kHz to 80 MHz</p>	<p>3 Vrms 150 kHz to 80 MHz</p>	<p>Urządzenie nadawcze/odbiorcze RF nie może być bliżej urządzenia RAYSCAN α niż dystans wyliczony poniżej. Włączając kable, zalecany odstęp wylicza się z częstotliwości nadajnika.</p> <p>Zalecany dystans to :</p> $d = \left[\frac{3,5}{V1}\right]\sqrt{p}$ $d = \left[\frac{3,5}{E1}\right]\sqrt{p} \text{ 80 MHz to 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E1}\right]\sqrt{p} \text{ 800 MHz to 2.5 GHz}$ <p>Gdzie P jest mocą urządzenia nadawczego Wyrażoną w Watach (W) według producenta urządzenia A d jest rekomendowaną odległością wyrażoną w metrach (m). Mocne pole wytwarzane przez stałe nadajniki RF, określone przez elektromagnetyczne witryny surveya, powinna być mniejsze niż poziom zgodności w każdej rangeb częstotliwości. Może dojść do zakłóceń w pobliżu urządzenia oznaczone następującym symbolem promieniowania RF</p> 
<p>Radiacyjne RF IEC 61000-4-3</p>	<p>3V/m 80 MHz to 2.7 GHz</p>	<p>3 V/m 80 MHz to 2.7 GHz</p>	<p>Gdzie P jest mocą urządzenia nadawczego Wyrażoną w Watach (W) według producenta urządzenia A d jest rekomendowaną odległością wyrażoną w metrach (m). Mocne pole wytwarzane przez stałe nadajniki RF, określone przez elektromagnetyczne witryny surveya, powinna być mniejsze niż poziom zgodności w każdej rangeb częstotliwości. Może dojść do zakłóceń w pobliżu urządzenia oznaczone następującym symbolem promieniowania RF</p> 

TABELA: Zalecany odstęp oddzielający pomiędzy przenośnym i mobilnym RF

RAYSCAN α jest przeznaczony do użycia w otoczeniu elektromagnetycznym, w którym nieposiadające RF są kontrolowane. Klient lub użytkownik RAYSCAN α może pomóc w zapobieganiu zakłócenia elektromagnetycznego przy zachowaniu minimalnej odległości pomiędzy przenośnym i mobilnym wyposażeniem komunikacyjnym i RAYSCAN α zgodnie z zaleceniami poniżej, zgodnie z maksymalną mocą urządzeń komunikacyjnych.

Ocena maksymalnej mocy nadajnika (W)	Ocena maksymalnej mocy nadajnika (W)		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$
0.01	0.01	0.01	0.01
0.1	0.1	0.1	0.1
1	1	1	1
10	10	10	10
100	100	100	100

Nadajnik o nominalnej mocy wyjściowej nie wymienionej powyżej, zalecany odstęp d w metrach (m) można obliczyć za pomocą wzoru dotyczącego częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna wyjściowej mocy znamionowej nadajnika w watach (W) według producenta nadajnika.

UWAGA1 80 MHz oraz 800MHz, stosuje się odległość do wyższych częstotliwości.

Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania w każdej sytuacji.

UWAGA2 Rozprzestrzenianie się fal elektromagnetycznych jest dotknięte absorpcją i odbiciem od konstrukcji, przedmiotów i ludzi.

2.2 Ochrona radiologiczna



Warning

- Urządzenie rentgenowskie opisane tutaj jest zgodne z normą IEC 60601-1-3.
- Używaj specjalnych ochron dla pacjenta takich jak fartuchy ochronne
- Należy unikać promieniowania, należy dobrze pozycjonować pacjenta aby unikać ponownych skanów.
- Badanie powinno przebiegać w pokoju do badań RTG, który będzie zabezpieczony przed promieniowaniem.
- W przypadku gdy inna osoba niż pacjent musi znajdować się w pomieszczeniu, musi ona posiadać dawkomierz.

2.3 Konserwacja, czyszczenie i umieszczenie.

- Konserwacja
 - Należy wykonywać regularne przeglądy urządzeń dla bezpieczeństwa pacjentów i użytkowników.

Czynności konserwacyjne	Okres
Sprawdź wtyczkę zasilania do bezpiecznego podłączenia dedykowanego zasilacza.	Codziennie
Sprawdź oprogramowanie dla prawidłowego funkcjonowania po włączeniu komputera.	Codziennie
Sprawdzenia połączenia między urządzeniem a stacją roboczą. (Potwierdź wskazanie interfejsu użytkownika).	Codziennie
Upewnij się, że informacje dla pacjenta (nazwa, ID, itp) pojawia się poprawnie.	Codziennie
Sprawdzić prawidłowe wyglądem skanowanych obrazów na stanowisku pracy oraz monitory dotykowe.	Codziennie
Upewnij się, że zeskanowane obrazy są zapisywane.	Raz w miesiącu

- Czyszczenie
 - Odłącz urządzenie z zasilania zanim rozpoczniesz czyszczenie.
 - Nie używaj płynnych środków czystości jeżeli pokrywy urządzenia są otwarte.
 - Do czyszczenia ekranu dotykowego i ekrany komputera używaj miękkiej ściereczki. Używając płynu do czyszczenia nie spryskuj nim ekranu dotykowego/komputera bezpośrednio tylko spryskaj nim szmatkę.
 - Elementy które dotykają pacjentów takie jak podbródek, zagryzak, stabilizatory głowy można czyścić roztworem na bazie alkoholu. Inne elementy należy czyścić delikatnym roztworem czyszczącym przy pomocy zwilżonej ściereczki.

Notatka

Nie należy używać środków czyszczących w aerozolu lub pianki w sprayu bezpośrednio na powierzchni urządzenia.

- Sterylizacja

- Części biorące bezpośredni udział w kontakcie z pacjentem należy okresowo dezynfekować
- Zgodnie ze szpitalnymi lub klinicznym przepisami.

- Utylizacja



- Ponieważ urządzenie w swojej budowie zawiera elementy, które mogą być uznane za odpady przemysłowe niewłaściwe składowanie może spowodować zanieczyszczenie środowiska. Nie należy wyrzucać urządzenia ani jego części razem ze wspólnymi odpadami przemysłowymi lub domowymi. Wyrzucając części lub całość urządzenia należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów mówiących o zagrożeniu biologicznym.
- W przypadku kwestii związanych z unieszkodliwianiem odpadów, należy skontaktować się z Ray Co., Ltd. lub autoryzowanym serwisem.

Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

Środki ostrożności

3

3 Środki ostrożności

Poniższa instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania w odniesieniu do ewentualnych wypadków spowodowanych przez pożar lub energię elektryczną i powinien być w pełni zrozumiany przed użyciem produktu.

3.1 Główne postanowienia

1. Urządzenie może być używane tylko przez przeszkolony personel.
2. Kontrola pomieszczenia i środki ostrożności.
 - Powinno umieszczać się urządzenie w miejscu gdzie nie grozi zalaniem wodą.
 - Powinno umieszczać się urządzenie w miejscu, które nie podlega wahanom ciśnienia powietrza, temperatury, wilgotności, wentylacji, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu, zasolenie, poziom jonów, etc.
 - Powinno umieszczać się urządzenie w miejscu gdzie nie zagrażają mu przechylenie, wibracje ani wstrząsy
 - Powinno umieszczać się urządzenie w miejscu gdzie nie zagrażają mu substancje szkodliwe takie jak gazy..
 - Należy zwrócić uwagę na wejście napięcia, częstotliwości prądu i dopuszczalny prąd (lub moc).
 - Upewnij się że źródło zasilania posiada uziemienie.
 - Urządzenie nie nadaje się do stosowania w obecności palnych mieszanek środka znieczulającego, zwłaszcza w przypadku obecności tlenu i tlenku azotu.
3. Środki ostrożności stosowane przed użyciem
 - Sprawdzić działanie przełącznika. Sprawdź, czy urządzenie działa prawidłowo.
 - Upewnij się, że uziemienie urządzenia jest prawidłowo podłączone.
 - Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo połączone.
 - Nie używać w pobliżu urządzenia, podczas gdy inne są w eksploatacji, gdyż mogą wystąpić problemy w uzyskaniu dokładnych diagnoz.
 - Sprawdzić poprawność uziemienia.

4. Środki ostrożności w trakcie używania

- Należy ciągle obserwować pacjenta i zwracać uwagę na nieprawidłowości.
- W przypadku wykrycia nieprawidłowości, należy zatrzymać urządzenie, należy przesunąć pacjenta w bezpieczne miejsce, a następnie przeprowadzić odpowiednie działania.
- W przypadku wystąpienia usterki, nie należy dotykać urządzenia w żadnych okolicznościach. Natychmiast skontaktować się z producentem i dystrybutorem.
- Urządzenie nie może być modyfikowane bez zgody.

5. Konserwacja i kontrola

- Skonsultować się z producentem lub autoryzowanym technikiem serwisowym w celu uzyskania pomocy.
- Urządzenia i elementy powinny być regularnie sprawdzane.
- Gdy urządzenie jest używane po długim okresie nieużywania, powinno zostać zbadane w trybie normalnej pracy.
- Oczyszczyć stosując środek neutralizujący. Należy zachować ostrożność w celu zapewnienia, że substancje zewnętrzne nie wchodzi do wnętrza maszyny.
- Sterylizować za pomocą sterylizacji płynami, takimi jak alkohol etylowy.
- Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących lub sterylizacji.

6. Inne wymagania

- Patrz Instrukcja obsługi obsługi i konserwacji urządzenia.

3.2 Urządzenia powiązane ze środkami ostrożności.

1. Podczas skanowania personel powinien znajdować się poza ekranowanym pomieszczeniem i sterować urządzeniem za pomocą przycisku na przedłużaczu.
2. Personel powinien znajdować się za urządzeniem a nie przed nim.
3. Podczas instalacji upewnij się, że uziemienie jest prawidłowo podłączone.
4. Sprawdź moc masy. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania do którego nie są podłączone żadne inne urządzenia.
5. Należy odłączyć zasilanie podczas sprawdzania elementów wewnętrznych urządzenia.
6. Wymagana jest konserwacja oraz regularne testowanie urządzenia.
7. Generator promieniowania rentgenowskiego
 - To urządzenie generuje promieniowanie rentgenowskie i może powodować szkody dla pacjenta i użytkownika, jeśli są wykorzystywane w niewłaściwy sposób.
 - Urządzenie nie może być naprawiane przez nieautoryzowany personel.
 - Użytkownik jest odpowiedzialny za regularną inspekcję urządzenia. Procedury kontrolne są wyjaśnione w przepisach szpitalnych i / lub w trakcie instalacji i szkolenia użytkowników.
8. Uwagi i ostrzeżenia!
 - Należy zwrócić uwagę na wszelkie znaki ostrzegawcze widoczne na sprzęcie.
 - Parametry zastosowane do badania powinny być oparte na wieku, płci i stanie zdrowia pacjenta.
 - To urządzenie generuje promieniowanie rentgenowskie i może spowodować poważne szkody dla pacjenta i użytkownika. Urządzenie powinno być używane dopiero po odpowiednim przeszkoleniu użytkownika, łącznie z dokładnym zapoznaniem się z instrukcją obsługi.
 - Kobiety w ciąży oraz pacjenci przyjmujących leki na receptę, powinni skonsultować się z lekarzem przed ekspozycją rentgenowską.
 - Tylko upoważnieni pracownicy powinni zostać wpuszczeni do sali.
 - Zapewnienie odpowiedniej podaży mocy wejściowej.

- Operator urządzeń powinien zachować czujność podczas korzystania z urządzeń do monitorowania ewentualnych skutków ubocznych i zmniejszyć ryzyko wypadków spowodowanych przez nieostrożność.
- Ponieważ urządzenie generuje promieniowanie rentgenowskie powinno być zainstalowane i używane zgodnie z właściwymi przepisami międzynarodowymi.
- Regulacja wysokości fotela pozwoli, zapobiec upadkowi sprzętu lub kolizji z głową pacjenta.
- Ponieważ różne elementy obracają się podczas skanowania rentgenowskiego, zaleca się pacjentowi, aby nie poruszał się podczas skanowania..

9. Higiena i dezynfekcja.

- Należy dezynfekować części które mają bezpośredni kontakt z pacjentem po każdym badaniu
- Używaj osłon higienicznych podczas każdego badania.
- Osłona higieniczna powinna być jednorazowa.

Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

Opis urządzenia


4


4 Opis urządzenia

4.1 Zastosowania urządzenia

RAYSCAN α -P, SC, OCL, OCS zawiera pantomograf do skanowania zębów, szczęki i struktur jamy ustnej. Obracając ramię C, w którym znajduje się generator wysokiego napięcia i zintegrowana lampa rentgenowska na jednym końcu i detektor na drugim końcu, uzyskuje się panoramiczne obrazy struktur jamy ustnej i szczękowo-twarzowej poprzez połączenie danych skanowanych pod różnymi kątami. Funkcje obejmują skanowanie obrazów panoramicznych w celu uzyskania obrazów całych zębów oraz opcję skanowania cefalometrycznego w celu uzyskania obrazów cefalometrycznych.

4.2 Ustawienie urządzenia.





1) Ramię cefalo

- Składa się z ramienia, które łączy się z kolumną, głównego zespołu pozycjonowania do umieszczenia pacjenta oraz Cefalo detektora. (Rodzaj One Shot / Typ skanowania)

2) Pion

- Przytrzymuje rotator

3) Ramię rotujące

- Obraca się podczas skanowania.

4) Generator promieniowania

- Generator wysokiej częstotliwości zintegrowany z lampą RTG.

- Generator wysokiej częstotliwości: Zasilacz do lampy RTG.
- Lampa RTG: Przyspiesza termoelektrony emitowane z ogrzewanego żarnika. Przyspieszone termoelektrony zderzają się z anodą dla generowania promieniowania rentgenowskiego.

5) Podbródek

- Unieruchamia podbródek
- Wspiera stabilizację pacjenta

6) Podnośnik

- Regulacja wysokości
- Lustro do pozycjonowania pacjenta.
- Monitor dotykowy do skanowania, stanu, kontroli, itp
- Pilot zdalnego sterowania do regulacji wysokości, itp
- Przełącznik ekspozycji rentgenowskiej. (Przycisk ekspozycji)
- Wspiera urządzenie.
- Pierwotna instalacja elektryczna.

7) Ekran dotykowy

- Przycisk aktywujący wyświetlacz
- Funkcja podglądu zeskanowanego obrazu jest dostępna. (Szczegółowy opis można znaleźć w pkt. 6.5.3.6: Zatwierdzanie widoku obrazu.)

8) Panoramiczny detektor

- Odbiera promienie rentgenowskie, które przedostają się do ciała ludzkiego i konwertuje je na sygnał elektryczny w celu transmisji do urządzenia wyświetlacza wizualnego.

9) Cefalo detektor

- Odbiera promienie rentgenowskie, które przedostają się do ciała ludzkiego i konwertuje je na sygnał elektryczny w celu transmisji do urządzenia wyświetlacza wizualnego.

10) PC

- Zestaw PC (komputer, monitor, klawiatura, myszka)

Osprzęt urządzenia

5

5 Osprzęt urządzenia

Przed użyciem urządzenia:




Warning

- Sprawdź przycisk zasilania i upewnij się że urządzenie działa poprawnie.
- Sprawdź podłączenie do uziemienia.
- Sprawdź czy wszystkie kable są mocno i odpowiednio podłączone.
- Uruchomienie innych urządzeń może spowodować niedokładną diagnozę

5.1 Włączanie/Wyłączanie

5.1.1 Włączanie urządzenia



1	Aby włączyć RAYSCAN α , naciśnij wyłącznik główny zasilania znajdujący się na przedniej części uchwytu urządzenia do pozycji "ON".
2	Włącz zasilanie PC.
3	RAYSCAN załaduje się automatycznie

5.1.2 Wyłączanie urządzenia

1	Zamknij RAYSCAN.
2	Aby wyłączyć RAYSCAN α naciśnij wyłącznik główny zasilania znajduje się z przodu uchwytu urządzenia do pozycji "OFF".

Notatka W celu ponownego uruchomienia urządzenia wyłącz je. Odczekaj około 5-10 sekund, a następnie naciśnij przycisk zasilania w pozycji "ON".

5.2 Wyłączanie awaryjne

W celu natychmiastowego zatrzymania urządzenia, w razie nagłego wypadku, należy nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego znajdujący się w przedniej części elementu gdzie znajduje się główny włącznik zasilania. Spowoduje to automatyczne zatrzymanie pracy urządzenia i zawieszenie ekspozycji rentgenowskiej.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy przekręcić przycisk bezpieczeństwa w kierunku ruchu wskazówek zegara. Zwolni to przycisk z pozycji "OFF" i pozwalają na ponowny start systemu.



Warning

Przycisk bezpieczeństwa może być stosowany tylko w celu zagrożenia zdrowia użytkownika lub pacjenta, lub gdy warunki pracy stają się niebezpieczne dla urządzenia, pacjentów, użytkownika lub otoczenia. Ponadto, przycisk bezpieczeństwa może być stosowany w sytuacjach zagrożenia spowodowanego przerwami w skanowaniu, katastrofą naturalną lub awarią urządzenia.


Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

Oprogramowanie

6

6 Oprogramowanie

6.1 RAYSCAN – układ



Rys 1 RAYSCAN -układ

Zawartość

Znak	Opis
MWL	Wyświetla listę roboczą (MWL). MWL mogą być tworzone, modyfikowane, usuwane, i wybrane do skanowania. Wyszukaj MWL używając id, nazwiska, itp Szczegółowy opis, patrz pkt 6.2 w tym podręczniku: MWL.
Review/ Przegląd	Pokazuje że MWL skanowania jest zakończone. Wysyła zakończone skanowanie MWL do serwera alternatywnego; Eksport; Drukuj DICOM; Zakończone skanowanie obrazu potwierdza i przekazuje do serwera DICOM. Wyszukuj ukończone skanowanie MWL używając id, nazwisko, itp Szczegółowy opis, patrz pkt 6.3: Przeglądanie.
Patient/Pacjent	Wyświetla informacje o pacjencie w miniaturze lub w formie listy. Informacje dla pacjenta mogą być dodawane, modyfikowane lub usuwane. Wyszukaj informacji o pacjencie przy użyciu id, nazwiska, itp Szczegółowy opis, patrz pkt 6.4: Zarządzanie daymi Pacjenta.

Status


Skanowanie dostępne tylko gdy obie funkcje Otrzymywanie I Wysyłanie są sprawdzone

Znak	Opis
Version/Wersja	Pokazuje wersję RAYSCAN. Wyświetla S/ W wersję po podłączeniu.
Receive / Otrzymane	Sprawdza kiedy RAYSCAN jest gotowy do otrzymania danych. Nie może być wyznaczony przez użytkownika.
Send/Wysłane	Sprawdza kiedy RAYSCAN jest gotowy do wysłania danych. Nie może być wyznaczony przez użytkownika.

6.2 MWL (Modality Worklist)

6.2.1 MWL


Karta ta zapewnia MWL (lista porządkowy akwizycji) ma funkcję zarządzania, takie jak dodawanie nowych, modyfikowanie i usuwanie.



Rys 2 MWL

6.2.2 Akwizycja


Akwizycja nastąpi po kliknięciu [Scan].



Rys 3 MWL Scan

6.2.2.1 Informacje o pacjencie

Potwierdź informacje o pacjencie w celu prawidłowej akwizycji.




Rys 4 Informacje o pacjencie

6.2.2.2 Panorama

Ekran ustawień obrazowania panoramicznego



Rys 5 Akwizycja panoramiczna



Rys 6 Regulacja warunków ekspozycji

Typ pacjenta

Znak	Opis
[Dziecko]	Dziecko
[Mały dorosły]	Mały dorosły
[Dorosły]	Dorosły
[Duży dorosły]	Duży dorosły

Informacje o akwizycji: Wyświetlanie danych akwizycji

Znak	Opis
Display/Wyświetl	Wyświetlanie informacji o wybranym protokole.
▶	Wyświetlanie ekspozycji Wybierz opcje z kliknięciem.





Napięcie i natężenie lampy: Kontrola napięcia i natężenia prądu

Znak	Opis
◀	Przycisk zmniejszania kVp. Liczba zmniejsza się o 1 kVp na kliknięcie.
Napięcie (kVp)	Wyświetla ustawienie napięcia kVp.
▶	Przycisk zwiększania kVp. Liczba zwiększa się o 1 kVp na kliknięcie.
◀	Przycisk zmniejszania mA. Liczba zmniejsza się o 1 mA na kliknięcie.
Natężenie (mA)	Wyświetla bieżące ustawienie mA.
▶	Przycisk zwiększania mA. Liczba zwiększa się o 1 mA na kliknięcie.

Protokół: tryb akwizycji

Znak	Opis
[Standard]	Wybierz protokół Standard.
[Segment]	Wybierz protokół Segment.
[TMJ]	Wybierz protokół TMJ.
[Sinus]	Wybierz protokół Sinus.
[Bitewing]	Wybierz protokół Bitewing.
[Orthogonal]	Wybierz protokół Orthogonal.

Komenda


Znak	Opis
Temperatura Tuby	Temperatura tuby rentgenowskiej.
Wskaźnik promieniowania	<p>Warunki ekspozycji rentgenowskiej. Żółta lampka zapala się podczas ekspozycji rentgenowskiej.</p> <p>ON  <i>żółte światło</i> OFF </p>
[Lampa]	<p>Przycisk dostosowania wiązki On/Off.</p> <p>Kliknij, aby wyłączyć wiązkę jeśli jest włączona lub włącz gdy jest wyłączona.</p> <p>ON  OFF </p>
[ready]	<p>Przycisk kompetnego przygotowania skanowania.</p> <p>Po kliknięciu, system przechodzi do pozycji startowej do skanowania.</p>
[cancel]	<p>Kliknij, aby anulować skanowanie, zamknij ekran Pano i powrócić do ekranu MWL.</p> <p>Kliknij przycisk [cancel] po przycisku [ready], aby anulować skanowanie.</p>

Temperatura

Monitorowanie temperatury tuby rentgenowskiej. W normalnych warunkach pracy, pali się zielona lampka. Gdy temperatura wzrasta, włącza się żółte światło. Gdy aparat jest przegrzany, włączy się czerwone światło. Skanowanie jest możliwe, gdy zielone światło jest włączone. Gdy zapali się czerwone lub żółte światło wymagany jest czas chłodzenia. (dla żółtej lampki: ~ 3 minut, dla czerwonej lampki: ~ 5 minut)

Pozostały czas chłodzenia znajduje się nad przyciskiem gotowości.


Rys. 7 pokazuje wskaźnik czasu chłodzenia.



Rys 7 Wskaźnik czasu chłodzenia

6.2.2.3 Cefalometryczna akwizycja (typu One Shot)

Ustawienia ekranu okna cefalo typu One Shot




Rys 8 Akwizycja: Cefalometryczna

Protokół: Typ akwizycji

Znak	Opis
[Lateral]	Wybierz protokół Lateral.
[PA]	Wybierz protokół PA.
[SMV]	Wybierz protokół SMV.
[Carpus]	Wybierz protokół Carpus.
[Waters]	Wybierz protokół Waters.
[Reverse-Towne]	Wybierz protokół Reverse-Towne.

6.2.2.4 Cefalometryczna akwizycja (typu Scan)

Ustawienia ekranu okna cefalo typu Scan




Rys 9 Akwizycja: Cefalometryczna

Protokół: Typ akwizycji


Znak	Opis
[Lateral]	Wybierz protokół Lateral.
[PA]	Wybierz protokół PA.
[Carpus]	Wybierz protokół Carpus.
[Lateral Wide]	Wybierz protokół Lateral Wide.
[SMV]	Wybierz protokół SMV.

6.2.2.5 Potwierdzenie widoku obrazu

Po zakończeniu akwizycji zostanie wyświetlony widok potwierdzania obrazu.



Rys 10 Potwierdzenie widoku obrazu: Panorama



Rys 11 Potwierdzenie widoku obrazu: Cefalogram

Nagłówek

Zawiera takie informacje, ID, imię i nazwisko pacjenta, płeć, data urodzenia, czas skanowania i dawka.

Zawartość


Może regulować poziom filtra, ostrość lub gamma.

Prawa strona

Znak	Opis
[Confirm]	Zapisz uzyskany obraz na serwerze, jako obraz zaakceptowany i przejdź do ekranu MWL. Zeskanowany obraz jest automatycznie wysyłany do automatycznego routingu przeznaczenia. Szczegółowy opis, patrz pkt 6.3 Przeglądanie.
[Retake]	Zapisz uzyskany obraz na serwerze, jako obraz odrzucony i przejdź do ekranu konfiguracji, aby ponownie wykonać skan.
[Reject]	Zapisz uzyskany obraz na serwerze, jako obraz odrzucony i przejdź do ekranu MWL. Zeskanowany obraz nie przyjedzie przez procedurę automatycznego routingu. Szczegółowy opis, patrz pkt 6.3 Przeglądanie. Aby potwierdzić odrzucony obraz, patrz pkt 6.3.5 Akceptacja.
Notatka	Odrzucony obraz nie jest wyświetlany w oprogramowaniu obrazowania. Możesz zmienić status odrzuconego obrazu na potwierdzony na karcie przeglądarki.


6.2.3 Tworzenie listy pacjentów

Kliknij [New] na karcie MWL aby utworzyć nowy MWL. Tworzenie Modality Worklist wyświetla się zgodnie z rysunkiem poniżej.




Rys 12 Utwórz Modality Worklist

Dane pacjenta można wyświetlić dwojako.




6.2.4 MWL Modyfikacja

Wybierz MWL i kliknij [Modify]. Okno listy pacjentów pokaże się jak poniżej.




Rys 13 MWL Modyfikacja

Dane pacjenta można wyświetlić dwojako.



6.2.5 Usuwanie MWL


Wybierz MWL i kliknij przycisk [Delete]. Usuń wyświetlone okno zgodnie z rysunkiem poniżej.



Rys 14 Usuwanie MWL

6.2.6 MWL usuwanie wszystkiego

Kliknij [Delete All]. Usuń wyświetlone zgodnie z rysunkiem.




Rys 15 Usuwanie MWL

6.3 Przeglądanie

6.3.1 Lista przeglądania


Zakładka Review zapewnia różne funkcje zarządzania obrazami dla zakończonej akwizycji. Obsługuje również różne opcje wyszukiwania.



Rys 16 Lista przeglądania

6.3.2 Praca

Praca zapewnia monitorowanie stanu Storage SCU I funkcję ponownego wysłania. Wybierz pozycję na karcie Review i kliknij [Job] na dole okna, okno SCU wyświetli się jak poniżej.




Rys 17 SCU

6.3.3 Eksport

Wybierz obrazy na karcie Review i kliknij [Export] na dole okna. Okno eksportowania obrazów wyświetli się jak poniżej.

Eksportowane obrazy zostaną nagrane z przeglądarka, żeby ułatwić publikację. CD / DVD i USB zapewniają eksportowanie obrazu w postaci różnych formatów graficznych.




Rys 18 Eksport do publikacji

6.3.4 Drukuj

6.3.4.1 Drukarka DICOM


Wybierz obraz na liście Review i kliknij przycisk [Print] w dolnej części okna. Okno wydruku wyświetla się tak jak poniżej.



Rys 19 Okno drukowania DICOM

6.3.4.2 Drukowanie obrazów


Wybierz obraz na karcie Review i kliknij [Print] na dole okna. Okno wydruku wyświetla się, jak poniżej.



Rys 20 Okno drukowania obrazów



6.3.5 Akceptacja

Wybierz element, a następnie kliknij [Accept], aby zmienić status zdjęcia na [Confirm] or [Reject]. Okno wyświetli się jak poniżej.



Rys 21 Potwierdź obraz

Zawartość

Znak	Opis
A	Kliknij przycisk [A], aby otworzyć informacje o ID, nazwisku, urodzinach i protokole skanowania.
B	Kliknij przycisk [B], aby otworzyć informacje dotyczące ekspozycji na promieniowanie, środka okna, szerokości okna, współczynnika powiększenia i jednostki długości.
[Move] 	Kliknij, aby wybrać obraz do przeniesienia. Kursor zmieni się, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad obrazem. Obraz zostaje przeniesiony naciskając lewy przycisk myszy i przesuwając mysz.
[Rotate] 	Kliknij, aby obrócić obraz. Kursor zmieni się, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad obrazem. Z wciśniętym lewym przyciskiem myszy, poruszaj myszką. Obraz będzie obracać się w kierunku ruchu myszy

[Zoom]

Kliknij, aby powiększyć / zmniejszyć obraz.

Kursor zmieni się, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad obrazem.

Z wciśniętym lewym przyciskiem myszy, przesunij kursor myszy w kierunku prawej strony obrazu, aby zmniejszyć, a w kierunku lewej, aby powiększyć.

[Windowing]

Kliknij, aby ustawić kontrastowanie obrazu.

Kursor zmieni się, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad obrazem.

Z wciśniętym lewym przyciskiem myszy, poruszaj do góry, aby zmniejszyć kontrast, a w dół, aby zwiększyć kontrast.

[Back]

Trwający proces zostanie anulowany po kliknięciu.

Przycisk


Znak	Opis
[Confirm]	Potwierdź obraz pacjenta.
[Reject]	Odrzuć obraz pacjenta.

Notatka

SMARTDent pokazuje tylko potwierdzone obrazy.

6.3.6 Wysyłanie

Wybierz element i kliknij przycisk [Send], gdy nie wysłał do serwera PACS.




Rys 22 Wyślij DICOM


6.4 Zarządzanie danymi pacjenta

6.4.1 Lista pacjentów

Ekran listy informacji o pacjencie (który pojawia się, gdy karta pacjenta ze skanera S / W Main jest zaznaczona), wyświetla zarówno listę pacjentów, u których nie zakończono skanowania na karcie MWL i listę pacjentów u których zakończono skanowanie na karcie Review.




Rys 23 Lista pacjentów



Rys 24 Miniatury listy pacjentów


6.4.2 Rejestracja nowego pacjenta

Kliknij [New] na karcie pacjenta w celu utworzenia nowego pacjenta, jak na rysunku poniżej.



Rys 25 Rejestracja nowego pacjenta

Dwojaka forma wyświetlania danych pacjenta.




6.4.3 Modyfikowanie danych pacjenta


Wybierz listę pacjentów i kliknij [Modify], aby zmienić informacje o pacjencie, jak na rysunku poniżej.

Notatka

To trwa przez jakiś czas, gdy zdjęcia są rejestrowane dla pacjenta. Alarm zostanie wyświetlony komunikat jak na Rys. 27.




Rys 26 Modyfikuj pacjenta




Rys 27 Powiadomienie o modyfikacji

Dane pacjenta mogą zostać wyświetlone w dwojaki sposób.



6.4.4 Rejestrowanie zdjęcia pacjenta

Kliknij [Portrait] w sprawie rejestracji pacjenta lub okna modyfikacji. Okno wyświetli się jak poniżej.



Rys 28 Okno rejestracji zdjęcia pacjenta

6.4.5 Usuwanie pacjenta


Ekran wyświetlany jest po naciśnięciu przycisku [Delete] z wyborem pacjenta z listy. Stąd pacjenci na liście pacjentów mogą zostać usunięci.



Należy uważać z usuwaniem pacjenta. Nie ma możliwości odzyskania obrazu.

Caution

Kliknij [Delete]. System poprosi o podanie hasła.




Rys 29 Hasło usuwania pacjenta

Notatka

Jeśli nie pamiętasz hasła, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Poniżej znajduje się ekran, który pojawia się po podaniu poprawnego hasła, dane pacjenta zostaną usunięte.



Rys 30 Usuwanie pacjenta

6.5 Ekran dotykowy


6.5.1 Ekran powitalny

Ekran powitalny jest wyświetlany na monitorze dotykowym i jest on w stanie gotowości, przechodzi do ustawień po dotknięciu ekranu przez użytkownika. Gdy skanowanie zostanie odebrane ze skanera, ekran powitalny przejdzie w ekran skanowania.








Rys 31 Ekran powitalny

6.5.2 Operacje systemowe



Rys 32 Operacje systemowe

Znak	Opis
[x]	Dotknij, aby zamknąć okno konfiguracji i powrócić do ekranu powitalnego.
[Down] 	Dolny przycisk podnoszenia kolumny Urządzenie jest obniżane gdy użytkownik przytrzymuje przycisk [Down]
[Up] 	Górny przycisk podnoszenia kolumny Urządzenie jest podwyższane gdy użytkownik przytrzymuje przycisk [Up].
[Home] 	Przycisk inicjalizacji sprzętu Dotknij, aby zainicjować sprzęt.
[Lamp]	Przycisk dostosowania wiązki lasera ON / OFF Kliknij, aby wyłączyć wiązkę jeśli jest włączona lub włącz gdy jest wyłączona. Wyłącza się automatycznie po upływie określonego czasu.
	ON  OFF 


6.5.3 Akwizycja

Ekran wyświetla się po kliknięciu [Scan].

6.5.3.1 Informacje o pacjencie

Przed przystąpieniem do akwizycji obrazu, pojawia się okno informacyjne o pacjencie, jak na rysunku poniżej.

Proszę potwierdzić informacje o pacjencie.




Rys 33 Informacje o pacjencie

6.5.3.2 Akwizycja panoramiczna

Okno ustawień skanowania panoramicznego.



Rys 34 Akwizycja: Panorama



Rys 35 Regulacja warunków ekspozycji




Informacje o pacjencie

Znak	Opis
Patient Name	Dane pacjenta
Patient ID	ID pacjenta
Patient gender	Płeć: M (mężczyzna), F (kobieta), O (inna)
Patient Birth date	Data urodzenia pacjenta

Typ pacjenta

Znak	Opis
[Child]	Dziecko
[Small adult]	Mały dorosły
[Adult]	Dorosły
[Large adult]	Duży dorosły

Pozycja kłowa (Pano)

Znak	Opis
[Left] 	<p>Przesuń wiązkę kłową do przodu. Modyfikuj wiązkę kłową przesuwając rotator do przodu.</p>
[Center] 	<p>Przenieś wiązkę kłową do położenia środkowego. Modyfikuj wiązkę kłową przesuwając rotator do środka.</p>
[Right] 	<p>Przesuń wiązkę kłową do tyłu. Modyfikuj wiązkę kłową przesuwając rotator do tyłu.</p>







Napięcie tuby i natężenie lampy

Znak	Opis
◀	Przycisk zmniejsza kVp. Liczba zmniejsza się o 1 kVp na kliknięcie.
Napięcie tuby (kVp)	Wyświetl ustawienia napięcia kVp.
▶	Przycisk zwiększa kVp.. Liczba zwiększa się o 1kVp na kliknięcie.
◀	Przycisk zmniejsza mA. Liczba zmniejsza się o 1mA na kliknięcie.
Natężenie lampy (mA)	Wyświetla ustawienia natężenia mA.
▶	Przycisk zwiększa mA. Liczba zwiększa się o 1mA na kliknięcie.

Protokół

Znak	Opis
[Standard]	Wybierz protokół Standard.
[Segment]	Wybierz protokół Segment.
[TMJ]	Wybierz protokół TMJ.
[Sinus]	Wybierz protokół Sinus.
[Bitewing]	Wybierz protokół Bitewing.
[Orthogonal]	Wybierz protokół Orthogonal.

Komendy

Znak	Opis
[Lampa]	<p>Przycisk dostosowania wiązki On/Off Kliknij, aby wyłączyć wiązkę jeśli jest włączona lub włącz gdy jest wyłączona.</p> <p>ON  OFF </p>
[Up]	<p> Przycisk regulacji wysokości kolumny. Następuje podnoszenie sprzętu podczas naciskania na przycisk.</p>
[Down]	<p> Przycisk regulacji obniżania wysokości kolumny. Następuje obniżanie sprzętu podczas naciskania na przycisk.</p>
[ready]	<p> Po naciśnięciu, system ustawia sprzęt w pozycji gotowości do skanowania.</p>
[cancel]	<p> Wciśnij, aby anulować skanowanie, zamknij okno skanowania i wróć do ekranu powitalnego. Kliknięcie przycisku po [ready] anuluje process przygotowania do skanowania.</p>


Temperatura

Monitoruje temperaturę tuby rentgenowskiej i zaznacza na ekranie jak na Rys. 36. Podczas normalnej pracy będzie włączona zielona lampka. Gdy temperatura się podniesie, zielona się wyłączy i włączy się żółta. Gdy system się przegrzeje włączy się czerwona lampka.

Gdy pali się zielona lampka system wykona skanowanie. Natomiast gdy pali się czerwona lub żółta wymagany jest czas chłodzenia przed następnym wykonanym skanem. (Żółta lampka: 3min, czerwona lampka: 5min)

Czas pozostały do końca chłodzenia jest pokazany z lewej strony światła wskaźnika temperatury powyżej przycisku gotowości.


Rys. 36 Pokazuje procedurę czasu chłodzenia.



Rys 36 Czas chłodzenia

6.5.3.3 Akwizycja Cefalo (One Shot Type)

Poniżej znajduje się ekran skanowania cefalo.




Rys 37 Akwizycja: Cefalo

Protokół

Znak	Opis
[Lateral]	Wybierz protokół Lateral.
[PA]	Wybierz protokół PA.
[SMV]	Wybierz protokół SMV.
[Carpus]	Wybierz protokół Carpus.
[Waters]	Wybierz protokół Waters.
[Reverse-Towne]	Wybierz protokół Reverse-Towne.

6.5.3.4 Akwizycja cefalo (Scan Type)

Poniżej znajduje się ekran skanowania cefalo.




Rys 38 Akwizycja: Cefalo

Protokół


Znak	Opis
[Lateral]	Wybierz protokół Lateral.
[PA]	Wybierz protokół PA.
[Carpus]	Wybierz protokół Carpus.
[Lateral Wide]	Wybierz protokół Lateral Wide.
[SMV]	Wybierz protokół SMV.

6.5.3.5 Potwierdzenie otrzymanego obrazu

Uzyskany obraz wyświetli się po zakończonym skanowaniu.



Rys 39 Potwierdzenie otrzymanego obrazu: Pano



Rys 40 Potwierdzenie otrzymanego obrazu: Cefalo

Nagłówek

Zawiera takie informacje, ID, imię i nazwisko pacjenta, płeć, data urodzenia, czas skanowania i dawka.

Przycisk

Znak	Opis
[Confirm]	Kliknij, aby zatwierdzić otrzymany obraz i wrócić do ekranu powitalnego.
[Retake]	Kliknij, aby zapisać zdjęcie i przejść do informacji o akwizycji pacjenta automatycznie. Zresetuj urządzenie.
[Reject]	Odrzuć zdjęcie.

Notatka





Odrzuć obraz nie jest wyświetlany w oprogramowaniu do przetwarzania obrazu. Możesz zmienić status odrzucenia na potwierdzenie na karcie przeglądu.

6.6 Skanowanie

6.6.1 Środki ostrożności przed skanowaniem.

- ① Załóż osłonę higieniczną na gryzaku.
- ② Rozsuń wsporniki w celu lepszego pozycjonowania pacjenta.
- ③ Pacjent musi usunąć wszystkie metalowe przedmioty podczas skanowania, wliczając okulary, naszyjniki, kolczyki, aparat słuchowy, itd.
- ④ Pacjent musi mieć ubrany ołowiany fartuch ochronny.

6.6.2 Metody skanowania


No.	Rycina	Opis
1		<p>Kliknij MWL na górze lewej strony ekranu i wciśnij przycisk [New] na dole po prawej, aby zarejestrować pacjenta.</p>
2		<p>Na ekranie danych pacjenta, wybierz "Modality" i kliknij [OK].</p>
3		<p>Wybierz utworzone powyżej MWL i kliknij [Scan] na dole po prawej stronie.</p>
4		<p>Potwierdź informacje o pacjencie, kliknij [OK], następnie przejdź do kolejnego kroku.</p>

5



Wybierz odpowiedni protokół skanowania.

6



Wybierz typ pacjenta, napięcie i natężenie prądu w oparciu o pacjenta.
Używając pilota lub ekranu dotykowego, należy wyregulować wysokość sprzętu do wzrostu pacjenta i upewnić się, że szyja pacjenta jest tak prosta, jak to tylko możliwe. Po wypozycjonowaniu pacjent powinien trzymać rękę na chwytaku.


Wypozycjonuj pacjenta w zależności od planowanego protokołu skaningowego.

7



Gdy wypozycjonowanie pacjenta jest gotowe, wcisnij [ready] na ekranie dotykowym.

8



Po zapaleniu się zielonej diody na przełączniku do ekspozycji, wciskaj przycisk, aż do zakończenia ekspozycji.

Notatka Uważaj, aby nie zwolnić przycisku podczas skanowania w ten sposób zatrzymasz proces skanowania.

Gdy skanowanie jest zakończone, wybierz przycisk [Confirm / Retake / Reject].

9



※ Opis operacji

[Confirm]: Zapisz obraz i przejdź do ekranu MWL.

[Retake]: Zapisz obraz i automatycznie przejdź do ponownej akwizycji.

[Reject]: Zapisz zdjęcie, wskaż zdjęcie odrzucone w bazie danych, a następnie przejdź do ekranu MWL.

Notatka

Obraz użyty w tabeli może się różnić w zależności od modalności.



















Ta strona została celowo pozostawiona pusta.

Akcesoria


7

7 Akcesoria

7.1 Lista akcesorii

				
Podstawka pod podbródek	Podstawka pod podbródek do obrazowania zatok	Bezzębny podbródek	Gryzak	Przyrząd na naklejki na stopy
				
Naklejki stóp	Pilot	Baterie AAA [2EA]	Stojak do pilota	Naklejka do stojaka do pilota
				
Wspornik SSŻ (P)	Wspornik SSŻ (L)	Wspornik (P)	Wspornik (L)	Pokrętko do regulacji [2EA]
				
Uchwyt przycisku do ekspozycji	Naklejka do uchwytu do ekspozycji	QUART Dent/Digitest 2.1		

7.2 Procedury operacyjne pilota



- Pilot może kontrolować ruchy

No.	Rycina	Opis
1	Wiązka kłowa w lewo	Przesuwa wiązkę do przodu.
2	Wiązka kłowa w prawo	Przesuwa wiązkę dol tyłu.
3	Wiązka kłowa na środku	Przesuwa wiązkę na środek.
4	Lamp	Wiązka laserowa ON/OFF.
5	Podnoszenie kolumny	Unosi system przy naciskaniu.
6	Obniżanie kolumny	Opuszcza system przy naciskaniu.
7	Głównej	Pozycja części rotora wraca do stanu początkowego.
8	Gotowy	Przycisk skanowania. Po kliknięciu system przechodzi do pozycji startowej.
9	Anuluj	Przycisk anulacji. Dotknij, aby anulować skanowanie, zamknij ekran skanowania i i wróć do ekranu powitalnego.

- Wielokierunkowy pilot zdalny pozwala użytkownikowi na swobodę ruchu.
 - Użytkownik może łatwo sterować urządzeniem dbając o pacjenta.
 - Odrębny przycisk konfiguracji ułatwia użytkowanie.
 - Pilot można przymocować do ściany za pomocą podstawki do pilota (w zestawie).
 - Są potrzebne dwie baterie AAA. Wymień je gdy się wyczerpią.

Zatrzymaj przytrzymanie przycisku z bezprzewodowego pilota w razie przypadku uderzenia pacjenta na skutek ruchów, takich jak góra / dół kolumny lub obrotu rotatora.



Warning


Użyj funkcji pre-motion, jeśli jest to konieczne, aby jednoznacznie sprawdzić czy maszyna nie uderzy pacjenta podczas ruchu.

Nie naciskaj przycisków pilota , gdy urządzenie znajduje się poza zasięgiem wzroku. Zawsze używać pilota z urządzeniem w zasięgu wzroku..

Jeśli pilot będzie nieaktywny przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.


7.2.1 Jak włożyć baterie do pilota

- ① Otwórz pokrywę z tyłu, jak jest to pokazane na poniższym obrazku.
- ② Sprawdź +/- i włóż dwie baterie 1,5V typu AAA.
- ③ Zamknij pokrywę.



7.3 Montaż wsporników

- 1) Poskładaj wspornik (L) i wspornik (P) do mechniazmu podstawki podbródka, następnie wkręć 2 pokręta regulacyjne w celu zabezpieczenia.




Caution

Zaokrąglona część wspornika musi być zamontowana na wewnętrznym boku.


7.4 Połączenie gryzaka i podstawki do podbródka

- 1) Dołącz podstawkę do mechniazmu podstawki podbródka, a w niej umieść gryzak.




7.5 Montaż podstawki do pilota

- 1) Użyj śrubokręta Phillips, aby wkręcić 2 $\Phi 4 \times 20$ wkręty do stojaka.




- 2) Do przymocnowanego na ścianę stojaka dołączono naklejkę, naklej ją na niego.




7.6 Montaż uchwyty do przycisku do ekspozycji

- 1) Użyj śrubokręta Phillips, aby wkręcić 3 $\Phi 4 \times 20$ wkręty w ścianę służące do instalacji stojaka do przycisku.



- 2) Zamontuj uchwyt do ściany, następnie naklej naklejkę na powierzchnię uchwyty.



Specyfikacja systemowa

8

8 Specyfikacja systemowa

8.1 Techniczna specyfikacja


Klasyfikacja		Specyfikacja	Uwagi
Napięcie znamionowe		100-240V~, 50/60Hz	
Pobór energii		2.5kVA Max	
Tryb pracy		Ciągła praca z przerwami.	
Maksymalna dopuszczalna pozorna impedancja sieci zasilającej		0.8Ω(100V)	
Overcurrent Circuit		30A	
Forma i stopień porażenia prądem		Klasa 1 , Typ B	
X-ray	Lampa rentgenowska	Napięcie: 50~100kV Natężenie: Max 22mA Rozmiar punktu centralnego: 0.5mm Kąt docelowy: 5° Pojemność cieplna: 35kJ	
	Generator wysokiego napięcia	Napięcie: 60~90kV(±10%) Natężenie: 4~17mA(±20%) Zasilanie: 2.185kW Moc wyjściowa: 1.7kW (mniej niz ekspozycja 3s) Nieodłączna filtracja: 1.8mmAl (lampa+olej izolacyjny+skrzynka) Dodatkowa filtracja: 1.0mmAl	
	Czas chłodzenia	Temperatura jest monitorowana i wyświetlana na ekranie z pomocą kolorów. Kolor zielony oznacza, że kolejne skanowania mogą być wykonywane natychmiast. Żółty lub czerwony oznacza, że użytkownik musi czekać odpowiednio albo 3 lub 5 minut.	
	Współczynnik obciążenia	Maks. kV dla mA: 90 kV / 17 mA Maks. mA, gdy kV: 17 mA / 90 kV	

Detektor promieniowania	Do użycia panoramicznego	Rozmiar pikseli: 100um Macierz pikseli: 60x1512 Obszar pikseli: 6.0mm(W)x151.2mm(H)	
	Do użycia Cefalo (Typu One Shot S)	Rozmiar pikseli: 139um Macierz pikseli: 2176x1792 Obszar pikseli: 302mm(W)x249mm(H)	Do wyboru
	Do użycia Cefalo (Tylkp One Shot L)	Rozmiar pikseli: 127um Macierz pikseli: 3328x3328 Obszar pikseli: 422.7mm(W)x422.7mm(H)	Do wyboru
	Do użycia Cefalo (Typ Scan)	Rozmiar pikseli: 100um Macierz pikseli: 48x2400 Obszar pikseli: 4.8mm(W)x240mm(H)	Do wyboru
SID		Pano: 677mm Ceph(Scan): 1650mm Ceph(Oneshot-S): 1660mm Ceph(Oneshot-L): 1507mm	
Napięcie lampy	Pano	Dziecko: 60~90kV, Dorosły: 60~90kV	
	Ceph	Dziecko: 60~90kV, Dorosły: 60~90kV	
Prąd lampy	Pano	Dziecko: 4~17mA, Dorosły: 4~17mA	
	Ceph	Dziecko: 4~17mA, Dorosły: 4~17mA	
Czas narażenia	Pano	Dziecko: ~14s, Dorosły: ~14s	
	Ceph(Scan)	Dziecko: ~18s, Dorosły: ~18s	
	Ceph(Oneshot)	Dziecko: ~2s, Dorosły: ~2s	
Powiększenie		Pano: 1.3 Scan Ceph: 1.11 Oneshot Ceph(S): 1.12 Oneshot Ceph(L): 1.13	
Dostosowanie wiązki	Ocena bezpieczeństwa IEC60825-1	Klasa I	
	Długość fali	650nm±20nm	
	Moc wyjściowa	<1mW	
Specyfikacja aparatu	Wozmiary	1,118mm(W)x1,481mm(D)x2,296mm(H)	
	Zestaw z Cefalo typu One Shot S	1,831mm(W)x1,481mm(D)x2,296mm(H)	


	Zestaw z Cefalo typu One Shot L	1,672mm(W)×1,481mm(D)×2,296mm(H)	
	Zestaw z Cefalo skanujące	1,831mm(W)×1,481mm(D)×2,296mm(H)	
	Waga	150kg±10%	
	Z Cefalo typu One Shot S	176kg±10%	
	Z Cefalo typu One Shot L	176kg±10%	
	Z Cefalo skanującym	177.5kg±10%	
Ilość w opakowaniu		1 zestaw	
Kontrola wysokości kolumny	Podnoszenie	670mm	
Oprogramowanie		RayScan ver. 2.0 lub wyżej	
Stacja robocza	OS	Windows 10, 64Bit	Używaj produktów z certyfikatem organizacji krajowych lub akredytowanych.
	CPU	Intel Dual Core lub wyższy	
	RAM	8GB lub wyższy	
	HDD	500GB lub wyższy	
	Sieć	Gigabit Ethernet	
Środowisko operacyjne	Zakres temperatury otoczenia	15°C ~ 25°C	
	Wilgotność względna	20%~ 60%	
	Zakres ciśnienia atmosferycznego	700hPa ~1060hPa	
Transport i środowisko przechowywania	Zakres temperatury otoczenia	-10°C ~ 50°C	
	Wilgotność względna	10%~ 90%	
	Zakres ciśnienia atmosferycznego	700hPa ~1060hPa	

8.1.1 Lampa rentgenowska

8.1.1.1 Wykres wartości znamionowej




8.1.1.2 Emisja i właściwości żarówki




8.1.1.3 Charakterystyka cieplna anody

Anode Thermal Characteristics



8.1.1.4 Zarys wymiarowy

Unit: mm



8.2 Informacje o dawce

8.2.1 Populacja pacjentów

Do populacji tej może należeć każda osoba, która może być narażona na promieniowanie rentgenowskie w celach diagnostycznych.

Nie ma ograniczeń co do grupy etnicznej, płci, masy ciała, zdrowia lub stanu.

Zalecane jest, żeby pacjenci byli powyżej 5 roku życia.

8.2.2 Podpopulacja pediatryczna

To urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania u pacjentów, poniżej ok 21 kg (46 funtów) i 113 cm (44,5 cala) wzrostu; Te pomiary wzrostu i masy ciała w przybliżeniu odpowiadają średnio 5-cio letniemu dziecku, zgodnie z wytycznymi FDA "Pediatric Information for X-ray Imaging Device Premarket Notifications (Projekt Guidance)".

- a. 5 lat [~21 kg, 113 cm stojąc]: Dziecko
- b. 12 lat [~52 kg, 156 cm stojąc]: Nakłada się z małych rozmiarów dorosłym
- c. 21 lat [~80 kg, 170 cm wzrostu]: Dorosły
- d. dorosły [więcej niż 80 kg, 180 cm standing height]: Duży dorosły

Promieniowanie jest problemem zarówno u dorosłych jak i dzieci. Jednakże dzieci są bardziej wrażliwe na promieniowanie niż dorośli i mają dłuższą oczekiwaną długość życia. Ryzyko promieniowania jest większe u młodych pacjentów, ponieważ mają one więcej szybko dzielących się komórek niż dorośli. Im młodszy pacjent, tym bardziej wrażliwe są. Stosując te same parametry ekspozycji wobec dziecka, co używane na dorosłego może skutkować większymi dawkami dla dziecka. Nie ma potrzeby stosowania wyższych dawek dla dzieci, a ustawienia promieniowania mogą być dostosowane do znacznego zmniejszenia dawki, przy zachowaniu jakości obrazu diagnostycznego.

Należy zapoznać się ze stronami informacyjnymi na temat pediatrii.

- Strona FDA na temat promieniowania rentgenowskiego w pediatrii:


<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures>

8.2.3 Wykonywanie procedur

8.2.3.1 Panorama/ Cefalo

- Dawka promieniowania jest oznaczona jako $\text{mGy}\cdot\text{cm}^2$ (obszar dawki produktu) i mierzona w głównym kolimatorze. Dawka ma $\pm 25\%$ tolerancji.

8.3 Promieniowanie zakłócające




Kąt (°)	Punkt pomiarowy	Odległość (m)	uGy/mAs
0	1	1	2.53E-02
	2	1.5	7.27E-03
45	3	1	2.53E-02
	4	1.5	1.68E-02
	5	2	6.23E-03
90	6	1	3.41E-02
	7	1.5	2.14E-02
135	8	1	6.71E-02
	9	1.5	1.92E-02
	10	2	8.90E-03
180	11	1	6.19E-05
	12	1.5	2.53E-05
225	13	1	8.91E-02
	14	1.5	2.29E-02
	15	2	1.12E-02
270	16	1	7.32E-02
	17	1.5	2.84E-02
315	18	1	4.40E-02
	19	1.5	7.73E-03
	20	2	1.10E-03

8.4 Wydajność obrazowania

8.4.1 Panorama


Niska rozdzielczość kontrastu			Werdykt
			P
Warunk lampy rtg		Zmierzona wartość	Kryteria
Napięcie (kV)	Natężenie (mA)	Rozdzielczość par linii (lp/mm)	
75	13	3.1	Niska rozdzielczość kontrastu ≥ 2.5
Rozdzielczość par linii			Werdykt
			P
Warunk lampy rtg		Zmierzona wartość	Kryteria
Napięcie (kV)	Natężenie (mA)	Niska rozdzielczość kontrastu (Stopień)	
75	13	4	Rozdzielczość par linii ≥ 2 step

Obraz




8.4.2 Cefalo (One Shot L Type)

Rodzielczość par linii			Wynik
			P
Warunk lampy rtg		Zmierzona wartość	Kryteria
Napięcie (kV)	Natężenie (mA)	Rodzielczość par linii (lp/mm)	
90	15	3.1	Rodzielczość par linii ≥ 2.5
Niska rozdzielczość kontrastu			Wynik
			P
Warunk lampy rtg		Zmierzona wartość	Kryteria
Napięcie (kV)	Natężenie (mA)	Niska rozdzielczość kontrastu (Stopień)	
90	15	4	Producing Low Contrast Resolution ≥ 1 step
Obraz			




8.4.3 Cefalo (One Shot S Type)

Rodzielczość par linii			Wynik
			P
Warunk lampy rtg		Zmierzona wartość	Kryteria
Napięcie (kV)	Natężenie (mA)	Rodzielczość par linii (lp/mm)	
90	16	2.8	Rodzielczość par linii ≥ 2.5
Niska rozdzielczość kontrastu			Wynik
			P
Warunk lampy rtg		Zmierzona wartość	Kryteria
Napięcie (kV)	Natężenie (mA)	Niska rozdzielczość kontrastu (Stopień)	
90	16	3	Producing Low Contrast Resolution ≥ 1 step
Obraz			



8.4.4 Cefalo (Scan Type)

Rodzielczość par linii			Wynik
			P
Warunk lampy rtg		Zmierzona wartość	Kryteria
Napięcie (kV)	Natężenie (mA)	Rodzielczość par linii (lp/mm)	
90	6	3.1	Rodzielczość par linii ≥ 2.5
Niska rozdzielczość kontrastu			Wynik
			P
Warunk lampy rtg		Zmierzona wartość	Kryteria
Napięcie (kV)	Natężenie (mA)	Niska rozdzielczość kontrastu (Stopień)	
90	6	4	Producing Low Contrast Resolution ≥ 1 step
Obraz			



Zapewnienie kontroli jakości

9

9 Kontrola jakości

9.1 Kontrola jakości w panoramie i cefalo

9.1.1 Upewnienia i monitoring częstotliwości

In order to ensure the operational safety and functional reliability of your product, operator or physician who reads this instruction for use should check the equipment at regular intervals (at least 6 months) or contact Ray service center or your local Ray representative.

9.1.2 Testy kontroli jakości i limity akceptacji

① Kontrola jakości urządzeń pomiarowych

- QUART Dent/Digitest 2.1 (Art. No. 12107, QUART, Germany): Uniwersalne testowanie OPG (IEC 61223-3-4, IEC 61223-2-7, DIN 6868-151, DIN 6868-5)


② Testy kontroli jakości i limity akceptacji


No.	Wymagany test lub Procedura	Częstotliwość	Zastępczy test lub procedura	Standard
1	Panorama Niska rozdzielczość kontrastu	Początkowe & roczne	QC Manual	Niska rozdzielczość kontrastu ≥ 2.5 lp/mm
2	Panorama Rodzielczość par linii	Początkowe & roczne	QC Manual	Rodzielczość par linii ≥ 2 step
3	Ceph Niska rozdzielczość kontrastu	Początkowe & roczne	QC Manual	Niska rozdzielczość kontrastu ≥ 2.5 lp/mm
4	Ceph Rodzielczość par linii	Początkowe & roczne	QC Manual	Rodzielczość par linii ≥ 2 step

- Kryteria wydajności obrazowania Panoramy i cefalo RAYSCAN α są takie same dla różnych konfiguracji systemu.


9.1.3 Testy kontroli jakości


9.1.3.1 Panorama

Test rozdzielczości linii par	
Metoda testowa	<ol style="list-style-type: none"> Umieść fantom 2.1 na wiązce kłowej. Wykonaj standardowe skanowanie panoramiczne. Zmierz rozdzielczość par po skanowaniu. 
Kryteria jakości	Rozdzielczość par linii ≥ 2.5 lp/mm

Test niskiego kontrastu	
Metoda testowa	<ol style="list-style-type: none"> Umieść fantom Digitest 2.1 w Capus plate lub detektorze. Wykonaj standardowe skanowanie panoramiczne. Zmierz kontrast po skanowaniu. 
Kryteria jakości	Niski kontrast ≥ 2 step

9.1.3.2 Cefalo

Test rozdzielczości linii par	
Metoda testowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umieść fantom Digitest 2.1 w Capus plate lub detektorze. 2. Skanuj boczne cefalo. 3. Zmierz rozdzielczość par po skanowaniu. 
Kryteria jakości	Rodzielczość par linii ≥ 2.5 lp/mm

Test niskiego kontrastu	
Metoda testowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umieść fantom Digitest 2.1 w Capus plate lub detektorze. 2. Skanuj boczne cefalo. 3. Zmierz kontrast po skanowaniu Digitest 2.1. 
Kryteria jakości	Niski kontrast ≥ 1 step

9.2 Materiały szkoleniowe zapewniania jakości

Proszę zapoznać się z materiałem szkoleniowym zapewniania jakości (Ray QAT Phantom Kit_G User Manual_EN)

9.3 Procedura obowiązująca w przypadku, niepowodzenia w testowaniu, któregoś z parametrów

Jeśli operator lub lekarz (który czyta tę instrukcję) zauważy niepowodzenie w teście QA. Proszę przetestuj większą liczbę zgodnie z Materiały szkoleniowe zapewniania jakości (Ray QAT Phantom Kit_G User Manual_EN).

Jeżeli wartość testów powtórnych nie spełnia określonych wartości kryteriów lub niepowiodła się należy skontaktować się z producentem lub lokalnym przedstawicielem w celu inspekcji.

9.4 Narzędzie kontroli jakości

Fantomy określone w sekcji 8.1 (Akcesoria) są dołączone do tego systemu. Użytkownicy mogą zakupić zastępcze Fantomy bezpośrednio w siedzibie Ray HQ lub za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela Ray.

Dodatek A. Powiązane normy

- IEC 60601-1 / Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.
- IEC 60601-1-2 / Medical electrical equipment Part1-2: General requirements
Collateral standard: Electromagnetic compatibility.
- IEC 60601-1-3 / Medical electrical equipment Part 1-3: General requirements for safety and essential Performance Collateral standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment.
- IEC 60601-1-6 / Medical electrical equipment -- Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability.
- IEC 60601-2-28 / Medical electrical equipment – Part 2-28: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray tube assemblies for medical diagnosis.
- IEC 60601-2-63 / Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental extra-oral X-ray equipment.
- IEC 61223-3-4 / Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-4: Acceptance tests – Imaging performance of dental X-ray equipment.
- IEC 62220-1 / Medical electrical equipment – Characteristics of digital X-ray imaging devices – Part 1: Determination of the detective quantum efficiency.
- IEC 61674 / Medical diagnostic X-ray equipment - Radiation conditions for use in the determination of characteristics.
- EN/ISO 14971 / Medical devices – Risk Application of Risk management to medical Devices.
- IEC 62366 / Medical devices - Application of usability engineering to medical devices.
- ISO 62304 / Medical device software - Software life-cycle processes.

Dodatek B. Słownik skrótów

Opis skrótów powszechnie wykorzystywanych w podręczniku użytkownika.

Skrót	Rozwinięcie
PANO/Pano/PX	Panorama
CEPH/Ceph/DX	Zdjęcie cefalometryczne
MWL	Lista robocza
S/W	Oprogramowanie
IO	Czujnik wewnętrzny
OT	Kamera
THU	Ekran dotykowy
TMJ	Staw skroniowo-żuchwowy
PA	Przednio-tyłne
SMV	Submentovertex

